

Glide

2 in 1 Rollator and Transport Chair



Uplivin UK Ltd.

Suite 12/3D, Docklands Business Centre
10-16 Tiller Rd, London, E148PX, UK

info@uplivin.com
www.uplivin.com





MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

Jan/2025 V1.0


English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Dutch
Svenska

uplivin®
Uplivin UK Ltd.

WARNING





A




B


C




D




E




F




G




H




I





J



K



Glide



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 Manufacturer | 7 Maximum user weight |
| 2 European Authorised Representative | 8 Maximum height |
| 3 Date of manufacture | 9 Maximum width |
| 4 Serial number | 10 Medical device |
| 5 Gs1 DataMatrix | 11 CE label |
| 6 Unique Device Identifier | 12 Name of product |

English	User Manual.....	7
Deutsch	Bedienungsanleitung.....	14
Español	Manual de usuario.....	22
Français	Manuel d'utilisation.....	29
Italiano	Manuale d'uso.....	37
Dutch	Gebruiksaanwijzing.....	44
Svenska	Användarmanual.....	51



Congratulations on purchasing the Glide 2-in-1 Rollator and Transport Chair. It is designed to be used as both a rollator and a transport chair for those with poor physical strength or limited mobility. It can be used both indoors and outdoors.

This product will improve your mobility to a better level than traditional rollators, and make everyday life easier, safer, and more enjoyable. The product as a transport chair enables the user to sit comfortably while being pushed.

Please ensure you read these instructions thoroughly before using the product.

Warnings:



- Before using the Glide, check that it is fully unfolded and fixed into position and that the brakes are functioning properly.
- Both brake handles must be applied at the same time whether the driving brake or the parking brake is being used.
- Make sure all the components are locked in position before use. Do not use the product if any part has been damaged, broken or cracked, or is missing.
- Before you sit on the seat of the Glide when used as a rollator, the parking brakes must be applied using both handles.
- The Glide should not be pushed forward if the parking brakes or the driving brakes have been applied.
- The Glide may only be used to seat one person under 136 kg in weight. It should not be used to carry heavy goods.
- Do not try to adjust the push tubes forward or backward when it is being used as a seat.
- The user should not use the Glide as a transport chair when travelling in a taxi, bus or car. It is not suitable for this type of use.

- The Glide must not be used when climbing stairs or used on rough terrain such as gravel, grass, sand, and soil.
- Do not lean forward when sitting on the Glide as a transport chair as it may tip over.
- When converting the Glide between rollator and transport chair mode, or when folding and unfolding the unit, care should be taken not to trap your fingers in the frame.
- Children should be warned that the Glide is not a toy.
- When the Glide is exposed to extreme temperatures, care should be taken as certain parts may become very hot or very cold.
- Do not wear long items of clothing when using the Glide to avoid material becoming caught in the wheels resulting in injury to the user.
- After the Glide is converted into a transport chair, it should not be used as a rollator.

A Part Description

- ① Push handles
- ② Brake levers
- ③ Push tubes
- ④ Seat
- ⑤ Handle-tightening levers
- ⑥ Height-adjustment buttons
- ⑦ Backrest
- ⑧ Lock pins
- ⑨ Footrest frames
- ⑩ Footrests
- ⑪ Hook

B Unfolding the Glide

- ①Unlock the hook at the back end of the seat.
- ②Press the two sides of the seat down with flattened palms to easily unfold the Glide. A click sound indicates that the unit has been unfolded properly.

Warning: Do not put fingers under the seat when pressing down to avoid pinching!

C Folding the Glide

- ①Pull up the strap in the middle of the seat to fold the Glide.
- ②Lock the hook at the back ends of the seat after it has been folded properly.

D How to Turn the Glide from a Rollator to a Transport Chair

Apply the parking brakes on both sides before continuing.

- ①Pull the two push tubes backwards while pulling up the lock pins until a click is heard. Be careful not to catch your fingers in the gap between the tube and the frame.

- ②Flip the backrest to the rear.
- ③Pull up the frame of the footrests.
- ④Flip the footrests to the front.
- ⑤Set the footrests down.

Release the parking brakes when completed.

E How to Turn the Glide from a Transport Chair to a Rollator

Apply the parking brakes on both sides before proceeding.

- ①Pull the two push tubes forward while pulling up the lock pins until a click is heard. Be careful not to catch your fingers in the gap between the tube and the frame.
- ②Flip the backrest to the front.
- ③Fold up the footrests.
- ④Pull the footrest frame up.
- ⑤Flip the footrests to the sides.

Release the parking brakes when completed.

F How to use the driving brakes and parking brakes

- ① Pulling the brake levers up will slow the Glide down until it stops, acting as driving brakes.
- ② Pushing the brake levers down until it stops will act as parking brakes.

G How to Adjust the Height of the Push Handles

For health and safety purposes, it is important to adjust the handle height to the correct height for the user. To achieve this, the user should stand between the handles of the Glide rollator with their arms loosely by their sides, elbows bent naturally and with the palms of both hands turned inwards. The position of the wrists indicates the correct height of the handle for the user.

Adjustment Steps:

- ① Loosen the two handle-tightening levers.
- ② ③ While pressing the height-adjustment button down, move the push handle up or down on both sides.
- ④ Fasten the two handle-tightening levers.

*Please note that to achieve the correct posture and evenly distributed body weight, both handles must be adjusted to the same height.

H How to adjust the height of footrests

- ① Loosen the footrest screw with a 5mm Allen key and remove the footrest.
- ② Select the appropriate hole on the footrest frame to achieve the desired height, align the footrest, insert the screw and tighten. Repeat for the other side.

I How to adjust the brakes

The brake adjustment screw is located near the rear wheel brake point. Push the head of the screw towards the rear wheel and rotate it to adjust the brakes if they are too tight or too loose.

J Storage Bag

Storage bag mounted on two forks under the seat.

K Walking stick holder

Walking stick holder mounted on side of one of the push tubes.

Maintenance

The Glide should be cleaned using a general-purpose detergent and tepid water. It should not be stored in a damp or very hot environment.

Warranty

Our two-year warranty does not cover normal wear and tear of certain parts such as the wheels and cables.

Specifications

Overall width	25.1" / 64cm
Folded width	10.6"/26.5cm
Overall length	28.1"/71.5cm
Handle height range	32.6"-39.1"/83cm-99.5cm
Seat height	19.6"/50cm
Seat size	17.7"x 11.8"/45cm x 30cm
Weight	24 lbs / 10.9kg
Weight capacity	300 lbs/ 136kg
Wheel diameter	Front 8", Rear 12"
Storage bag capacity	11 lbs/5kg

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Glide 2-in-1 Rollators und Transportstuhls. Es ist so konzipiert, dass es sowohl als Rollator als auch als Transportrollstuhl für Personen mit geringer körperlicher Kraft oder eingeschränkter Mobilität verwendet werden kann. Er kann sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen eingesetzt werden.

Dieses Produkt erhöht Ihre Mobilität besser als herkömmliche Rollatoren und macht den Alltag einfacher, sicherer und angenehmer. Das Produkt dient als Transportstuhl und ermöglicht dem Benutzer, bequem zu sitzen, während er geschoben wird.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Warnhinweise:



- Bevor Sie den Glide verwenden, überprüfen Sie, ob er vollständig ausgeklappt und fixiert ist und ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren.
- Beide Bremsgriffe müssen gleichzeitig betätigt werden, unabhängig davon, ob die Fahrbremse oder die Feststellbremse verwendet wird.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Komponenten in ihrer Position eingerastet sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt, zerbrochen oder gerissen ist oder fehlt.
- Bevor Sie den Sitz des Glides in der Rollatorfunktion nutzen, müssen die Feststellbremsen mit beiden Griffen betätigt werden.
- Der Glide sollte nicht nach vorne geschoben werden, wenn die Feststellbremsen oder die Fahrbremsen betätigt wurden.
- Auf dem Glide darf nur eine Person unter 136 kg Gewicht sitzen. Er sollte nicht für den Transport schwerer Güter

verwendet werden.

- Versuchen Sie nicht, die Schieberohre vorwärts oder rückwärts zu verstellen, wenn Sie das Gerät als Sitz verwenden.
- Verwenden Sie den Glide nicht als Transportstuhl verwenden, wenn Sie in einem Taxi, Bus oder Auto unterwegs sind. Er ist für diese Art der Verwendung nicht geeignet.
- Der Glide darf nicht beim Treppensteigen oder auf unebenem Gelände wie Kies, Gras, Sand und Erde verwendet werden.
- Lehen Sie sich nicht nach vorne, wenn Sie auf den Glide als Transportstuhl verwenden, da er sonst umkippen kann.
- Beim Umrüsten des Glide zwischen Rollator und Transportstuhlmodus oder beim Ein- und Ausklappen des Geräts sollten Sie darauf achten, dass Ihre Finger nicht im Rahmen festklemmen.
- Kinder sollten gewarnt werden, dass der Glide kein Spielzeug ist.
- Wenn der Glide extremen Temperaturen ausgesetzt ist, sollten Sie vorsichtig sein, da bestimmte Teile sehr heiß oder sehr kalt werden können.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Glide keine langen Kleidungsstücke, um zu vermeiden, dass sich Material in den Rädern verhakt, was zu Verletzungen des Benutzers führt.
- Nach der Umwandlung des Glide in einen Transportstuhl sollte er nicht mehr als Rollator verwendet werden.

A Part Description

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| ① Schiebegriffe | ⑥ Höhenverstelltasten |
| ② Bremsgriffe | ⑦ Rückenlehne |
| ③ Schieberohre | ⑧ Verriegelungsstifte |
| ④ Sitz | ⑨ Fußstützenrahmen |
| ⑤ Anzugshebel | ⑩ Fußstützen |
| | ⑪ Haken |

B Entfalten des Glide

- ① Entsperren Sie den Haken am hinteren Ende des Sitzes.
- ② Drücken Sie die beiden Seiten des Sitzes mit abgeflachten Handflächen nach unten, um den Glide leicht zu entfalten. Ein Klickgeräusch deutet darauf hin, dass das Gerät richtig ausgeklappt wurde.

Warnung: Platzieren Sie Ihre Finger nicht unter dem Sitz, wenn Sie ihn nach unten drücken, um ein Einklemmen zu vermeiden!

C Zusammenklappen des Glide

- ① Ziehen Sie den Riemen in der Mitte des Sitzes hoch, um den Glide zusammenzufalten.
- ② Verriegeln Sie den Haken rechts und links an der Rückenlehne des Sitzes, nachdem er komplett zusammengeklappt wurde.

D Umwandlung des Glide von einem Rollator in einen Transportstuhl

Ziehen Sie die Feststellbremsen auf beiden Seiten an, bevor Sie fortfahren.

- ① Ziehen Sie die beiden Schieberohre nach hinten, während Sie

die Verriegelungsstifte hochziehen, bis ein Klicken zu hören ist. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in der Lücke zwischen dem Rohr und dem Rahmen einklemmen.

- ② Klappen Sie die Rückenlehne nach hinten.
- ③ Ziehen Sie den Fußstützenrahmen hoch.
- ④ Klappen Sie die Fußstützen nach vorne.
- ⑤ Bewegen Sie die Fußstützen nach unten.

Lösen Sie abschließend die Feststellbremsen.

E Umwandlung des Glide von einem Transportstuhl in einen Rollator

Ziehen Sie die Feststellbremsen auf beiden Seiten an, bevor Sie fortfahren.

- ① Ziehen Sie die beiden Schieberohre nach vorn, während Sie die Verriegelungsstifte hochziehen, bis ein Klicken zu hören ist. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in der Lücke zwischen dem Rohr und dem Rahmen einklemmen.
- ② Klappen Sie die Rückenlehne nach vorne.
- ③ Ziehen Sie die Fußstützen hoch.
- ④ Ziehen Sie den Fußstützenrahmen hoch.
- ⑤ Klappen Sie die Fußstützen zur Seite.

Lösen Sie abschließend die Feststellbremsen.

F Verwendung der Fahr- und Feststellbremsen

- ① Wenn Sie die Bremsgriffe nach oben ziehen, verlangsamt sich der Glide, bis er anhält, und fungieren so als Fahrbremsen.
- ② Wenn Sie die Bremsgriffe nach unten drücken, bis das Glide anhält, fungieren sie als Feststellbremsen.

G Einstellung der Höhe der Schiebegriffe

Aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen ist es wichtig, die Griffhöhe auf die richtige Höhe für den Benutzer einzustellen. Dazu sollte der Benutzer zwischen den Griffen des Glide-Rollators stehen, die Arme locker an den Seiten halten, die Ellbogen natürlich gebeugt und die Handflächen beider Hände nach innen halten. Diese Position der Handgelenke entspricht der richtigen Höhe des Griffs für den Benutzer.

Einstellschritte :

- ① Lösen Sie die beiden Anzugshebel.
- ② ③ Betätigen Sie die Höhenverstelltaste und bewegen Sie gleichzeitig den Schiebegriff auf beiden Seiten nach oben oder unten.
- ④ Befestigen Sie die beiden Anzugshebel.

*Bitte beachten Sie, dass beide Griffe auf die gleiche Höhe eingestellt werden müssen, um eine korrekte Haltung und ein gleichmäßig verteiltes Körpergewicht zu erreichen.

H Einstellung der Höhe der Fußstützen

- ① Lösen Sie die Fußstützenschraube mit einem 5-mm-Inbusschlüssel und entfernen Sie die Fußstütze.
- ② Wählen Sie das entsprechende Loch am Fußstützenrahmen, um die gewünschte Höhe zu erreichen, richten Sie die Fußstütze aus, setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie fest. Den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

I Einstellung der Bremsen

Die Bremseinstellschraube befindet sich in der Nähe des Hinterradbremspunkts. Drücken Sie den Kopf der Schraube in Richtung Hinterrad und drehen Sie sie, um die Bremsen einzustellen, wenn sie zu fest oder zu locker sind.

J Aufbewahrungstasche

Auf zwei Gabeln unter dem Sitz montiert.

K Gehstockhalter

An der Seite eines der Schieberohre montiert.

Wartung

Der Glide sollte mit einem Allzweckreiniger und lauwarmem Wasser gereinigt werden. Er darf nicht in einer feuchten oder sehr heißen Umgebung gelagert werden.

Garantie

Unsere zweijährige Garantie gilt nicht für normale Abnutzung bestimmter Teile wie Räder und Kabel.

Spezifikationen

Gesamtbreite	25.1" / 64cm
Breite wenn zusammengeklappt	10.6"/26.5cm
Gesamtlänge	28.1"/71.5cm
Mögliche Griffhöhen	32.6"-39.1"/83cm-99.5cm
Sitzhöhe	19.6"/50cm
Sitzgröße	17.7"x 11.8"/45cm x 30cm
Gewicht	24 lbs/10.9kg
Gewichtskapazität	300 lbs/ 136kg
Raddurchmesser	Vorne 8", Hinten 12"
Kapazität des Aufbewahrungbeutels	11 lbs/5kg

Le felicitamos por la compra del Andador y Silla de Transporte 2 en 1 Glide. Está diseñado para utilizarse como andador y como silla de transporte para personas con poca fuerza física o movilidad limitada. Puede utilizarse tanto en interiores como en el exterior.

Este producto mejorará su movilidad mejor que los andadores tradicionales y hará que su vida diaria sea más fácil, segura y agradable. El producto, como silla de transporte, permite al usuario sentarse cómodamente mientras es empujado.

Asegúrese de leer cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

Advertencias:



- Antes de utilizar el Glide, compruebe que esté completamente desplegado y fijado en la posición correcta y que los frenos funcionen correctamente.
- Ambas palancas de freno deben accionarse al mismo tiempo, tanto si se utiliza el freno de marcha como el de estacionamiento.
- Asegúrese de que todos los componentes estén fijos en su posición antes de utilizar el Glide. No utilice el producto si alguna pieza está dañada, rota, agrietada o haya desaparecido.
- Cuando se utiliza como andador, antes de sentarse en el asiento deben aplicarse los frenos de estacionamiento utilizando ambas empuñaduras.
- El Glide no debe empujarse hacia delante si se han activado los frenos de estacionamiento o los frenos de marcha.
- El Glide sólo puede utilizarse para sentar a una persona de menos de 136 kg de peso. No debe utilizarse para transportar mercancías pesadas.
- No intente ajustar los tubos de empuje hacia delante o hacia

atrás cuando se esté utilizando como asiento.

- El usuario no debe utilizar el Glide como silla de transporte cuando viaje en taxi, autobús o coche. No es adecuada para este tipo de uso.

- El Glide no debe utilizarse para subir escaleras ni en terrenos accidentados como grava, hierba, arena o tierra.

- No se incline hacia delante cuando se siente en el Glide como silla de transporte, ya que podría volcarse.

- Al convertir el Glide entre el modo andador o silla de transporte, o al plegar y desplegar la unidad, se debe tener cuidado de no pillarse los dedos en el almacén.

- Debe advertirse a los niños que el Glide no es un juguete.

- Cuando el Glide se expone a temperaturas extremas, debe tenerse cuidado ya que ciertas piezas pueden calentarse o enfriarse mucho.

- No lleve prendas largas cuando utilice el Glide para evitar que el estas se enganchen en las ruedas y provoque lesiones al usuario.

- Después de convertir el Glide en una silla de transporte, no debe usarse como un andador.

A Descripción de la Pieza

- ① Empuñaduras
- ② Palancas de freno
- ③ Tubos de empuje
- ④ Asiento
- ⑤ Palancas de apriete del manillar
- ⑥ Botones de ajuste de altura
- ⑦ Respaldo
- ⑧ Pasadores de bloqueo
- ⑨ Bastidores de reposapiés
- ⑩ Reposapiés
- ⑪ Gancho

B Despliegue el Glide

① Desbloquea el gancho en el extremo trasero del asiento.

② Presione los dos lados del asiento hacia abajo con las palmas de las manos para desplegar fácilmente el Glide. Un sonido de clic indica que el dispositivo se ha desplegado correctamente.

Advertencia: ¡No ponga los dedos debajo del asiento al presionar hacia abajo para evitar pellizcos!

C Cómo plegar el Glide

① Tire hacia arriba de la correa situada en el centro del asiento para plegar el Glide.

② Cierre el gancho de la derecha y de la izquierda en la parte trasera del asiento después de haberlo plegado correctamente.

D Cómo Convertir el Glide de Andador a Silla de Transporte

Aplique los frenos de estacionamiento en ambos lados antes de continuar.

① Tire de ambos tubos de empuje hacia atrás mientras tira hacia arriba de los pasadores de bloqueo hasta que oiga un clic. Tenga cuidado de no pillarse los dedos en el hueco entre el tubo y el

marco.

- ② Gire el respaldo hacia atrás.
- ③ Tire hacia arriba del marco de los reposapiés.
- ④ Gire los reposapiés hacia delante.
- ⑤ Coloque los reposapiés hacia abajo.

Suelte los frenos de estacionamiento cuando haya terminado.

E Cómo Convertir el Glide dese una Silla de Transporte a un Andador

Aplique los frenos de estacionamiento en ambos lados antes de proceder.

- ① Tire de ambos tubos de empuje hacia delante mientras tira hacia arriba los pasadores de bloqueo hasta que oiga un clic. Tenga cuidado de no pillarse los dedos en el hueco entre el tubo y el marco.
- ② Gire el respaldo hacia delante.
- ③ Pliegue hacia arriba los reposapiés.
- ④ Tire hacia arriba del marco del reposapiés.
- ⑤ Gire los reposapiés hacia los lados.

Suelte los frenos de estacionamiento cuando haya terminado.

F Cómo utilizar los frenos de conducción y de estacionamiento

- ① Si tira de las palancas de freno hacia arriba, el Glide disminuirá su velocidad hasta detenerse, actuando como frenos de conducción.
- ② Empujar las palancas de freno hacia abajo hasta que se detenga actuará como frenos de estacionamiento.

G Cómo Ajustar la Altura de las Empuñaduras

Por razones de salud y seguridad es importante ajustar la altura de las manillas a la altura correcta para el usuario. Para ello, el usuario debe colocarse entre las empuñaduras del andador con los brazos relajados a los lados, los codos doblados de forma natural y con las palmas de ambas manos giradas hacia dentro. La posición de las muñecas indicaría la altura correcta del manillar para el usuario.

Pasos de Ajuste:

- ① Afloje las dos palancas de apriete de la empuñadura.
- ② ③ Mientras presiona el botón de ajuste de altura hacia abajo, mueva la empuñadura hacia arriba o hacia abajo en ambos lados.
- ④ Apriete las dos palancas de apriete de la empuñadura.

*Por favor, tenga en cuenta que para lograr una postura correcta

y una distribución uniforme del peso corporal, ambas empuñaduras deben ajustarse a la misma altura.

H

Cómo ajustar la altura de los reposapiés

- ①Afloje el tornillo del reposapiés con una llave Allen de 5 mm y retire el reposapiés.
- ②Seleccione el orificio adecuado en el marco del reposapiés para conseguir la altura deseada, alinee el reposapiés, inserte el tornillo y apriételo. Repita para el otro lado.

I

Cómo ajustar los frenos

El tornillo de ajuste de los frenos está situado cerca del punto de freno de la rueda trasera. Empuje la cabeza del tornillo hacia la rueda trasera y gírelo para ajustar los frenos si están demasiado apretados o demasiado flojos.

J

Bolsa de almacenamiento

Montada en dos horquillas bajo el asiento.

K

Soporte para bastón

Montado en el lateral de uno de los tubos de empuje.

Mantenimiento

El Glide debe limpiarse con un detergente de uso general y agua tibia. No debe guardarse en un ambiente húmedo o muy caliente.

Garantía

Nuestra garantía de dos años no cubre el desgaste normal de ciertas piezas como las ruedas y los cables.

Especificaciones

Anchura total	25.1" / 64cm
Anchura plegada	10.6"/26.5cm
Longitud total	28.1"/71.5cm
Altura del manillar	32.6"-39.1"/83cm-99.5cm
Altura del asiento	19.6"/50cm
Tamaño del asiento	17.7"x 11.8"/45cm x 30cm
Peso	24 lbs/10.9kg
Capacidad de carga	300 lbs/ 136kg
Diámetro de la rueda	Delantera 8", Trasera 12"
La capacidad de la bolsa de almacenamiento.	11 lbs/5kg

Félicitations pour l'achat de votre Déambulateur et Fauteuil de Transfert 2-en-1 de Glide. Il est conçu pour être utilisé à la fois comme déambulateur et fauteuil de transfert par celles et ceux qui ont une faible force physique ou une mobilité limitée. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ce produit améliorera votre mobilité plus que ne le ferait un déambulateur traditionnel et rendra votre vie quotidienne plus facile, plus sûre et plus agréable. Le produit, en tant que fauteuil de transport, permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement tout en étant poussé.

Veillez à lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Avertissements :



- Avant d'utiliser le Glide, vérifiez qu'il est complètement déplié, en position fixe et que les freins fonctionnent correctement.
- Les deux poignées de freins doivent être serrées en même temps, que ce soit pour activer le frein de conduite ou le frein de stationnement.
- Assurez-vous que tous les composants sont bien en place et verrouillés avant utilisation. N'utilisez pas le produit si une pièce a été endommagée, cassée ou fissurée, ou s'il en manque une.
- Avant de vous asseoir sur le siège du Glide lorsqu'il est utilisé comme déambulateur, les freins de stationnement doivent être serrés à l'aide des deux poignées.
- Le Glide ne doit pas être poussé vers l'avant si les freins de stationnement ou les freins de conduite ont été serrés.
- Le Glide ne supporte qu'une seule personne assise et pesant moins de 136 kg. Il ne doit pas être utilisé pour transporter des marchandises lourdes.

● L'utilisateur ne doit pas utiliser le Glide comme chaise de transport lors d'un trajet en taxi, en bus ou en voiture. Il ne convient pas à ce type d'utilisation.

● Le Glide ne doit pas être utilisé pour monter des escaliers ou sur des terrains accidentés recouverts de gravier, d'herbe, de sable ou de terre.

● Ne vous penchez pas en avant lorsque vous êtes en position assise sur le Glide utilisé comme fauteuil de transfert, car il pourrait basculer.

● Lors de la conversion du Glide entre le mode déambulateur et le mode fauteuil de transfert, ou lors du pliage et du dépliage de l'appareil, veillez à ne pas coincer vos doigts dans le cadre.

● Les enfants doivent être avertis que le Glide n'est pas un jouet.

● Lorsque le Glide est exposé à des températures extrêmes, des précautions doivent être prises, car certaines parties peuvent devenir très chaudes ou très froides.

● Ne portez pas de vêtements longs lorsque vous utilisez le Glide pour éviter que les tissus ne se coincent dans les roues, ce qui pourrait blesser l'utilisateur.

● Après avoir converti le Glide en fauteuil de transport, il ne doit pas être utilisé comme déambulateur.

A Description des pièces

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ① Poignées de poussée | ⑥ Boutons de réglage de la hauteur |
| ② Leviers de frein | ⑦ Dossier |
| ③ Tubes de poussée | ⑧ Tiges de verrouillage |
| ④ Siège | ⑨ Cadres des repose-pieds |
| ⑤ Leviers pour serrer la poignée | ⑩ Repose-pieds |
| | ⑪ Crochet |

B Déplier le Glide

- ① Déverrouillez le crochet à l'arrière du siège.
- ② Appuyez vers le bas sur les deux côtés du siège avec les paumes aplaties pour déplier facilement le Glide. Un clic indique que l'unité a été dépliée correctement.

Avvertissement : Ne mettez pas les doigts sous le siège lorsque vous appuyez pour éviter de les pincer !

C Plier le Glide

- ① Remontez la sangle qui se trouve au milieu du siège pour replier le Glide.
- ② Verrouillez le crochet à droite et à gauche à l'arrière du siège une fois que celui-ci a été plié correctement.

D Comment Transformer le Glide d'un Déambulateur à un Fauteuil de Transfert

Serrez les freins de stationnement des deux côtés avant de continuer.

- ① Tirez les deux tubes de poussée vers l'arrière tout en tirant les tiges de verrouillage vers le haut jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Veillez à ne pas laisser vos doigts dans l'espace entre le

tube et le cadre.

- ② Relevez le dossier vers l'arrière.
- ③ Relevez le cadre des repose-pieds.
- ④ Repliez les repose-pieds vers l'avant.
- ⑤ Abaissez les repose-pieds.

Relâchez les freins de stationnement lorsque vous avez terminé.

E Comment Transformer le Glide de Fauteuil de Transfert à Déambulateur

Serrez les freins de stationnement des deux côtés avant de continuer.

- ① Tirez les deux tubes de poussée vers l'avant tout en tirant les tiges de verrouillage vers le haut jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Veillez à ne pas laisser vos doigts dans l'espace entre le tube et le cadre.
- ② Repliez le dossier vers l'avant.
- ③ Pliez les repose-pieds.
- ④ Tirez le cadre du repose-pieds vers le haut.
- ⑤ Repliez les repose-pieds sur les côtés.

Relâchez les freins de stationnement lorsque vous avez terminé.

F Comment utiliser les freins de conduite et les freins de stationnement

- ① Tirer les leviers de frein vers le haut ralentira le Glide jusqu'à ce qu'il s'arrête, agissant comme des freins de conduite.
- ② Pousser les leviers de frein vers le bas jusqu'à ce qu'ils se bloquent activera les freins de stationnement.

G Comment Régler la Hauteur des Poignées de Poussée

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est important d'ajuster la hauteur de la poignée à la bonne hauteur pour l'utilisateur. Pour ce faire, l'utilisateur doit se tenir entre les poignées du déambulateur Glide, les bras lâches des deux côtés du corps, les coudes pliés naturellement et les paumes des deux mains tournées vers l'intérieur. La position des poignets indique la hauteur correcte de la poignée pour l'utilisateur.

Étapes de Réglage:

- ① Desserrez les deux leviers de serrage des poignées.
- ② ③ Tout en appuyant sur le bouton de réglage de la hauteur vers le bas, déplacez la poignée de poussée vers le haut ou vers le bas des deux côtés.
- ④ Resserrez les deux leviers de serrage des poignées.

*Veuillez noter que pour obtenir une posture correcte et un poids

corporel uniformément réparti, les deux poignées doivent être ajustées à la même hauteur.

H Comment régler la hauteur des repose-pieds

- ① Desserrez la vis du repose-pieds avec une clé Allen de 5 mm et retirez le repose-pieds.
- ② Sélectionnez le trou approprié sur le cadre du repose-pieds pour atteindre la hauteur souhaitée, alignez le repose-pieds, insérez la vis et serrez. Répétez de l'autre côté.

I Comment régler les freins

La vis de réglage du frein est située près du point de freinage de la roue arrière. Poussez la tête de la vis vers la roue arrière et faites-la tourner pour régler les freins s'ils sont trop serrés ou trop desserrés.

J Sac de rangement

Monté sur deux fourches sous le siège.

K

Support de canne de marche

Monté sur le côté de l'un des tubes de poussée.

Entretien

Le Glide doit être nettoyé à l'aide d'un détergent à usage général et d'eau tiède. Il ne doit pas être rangé dans un environnement humide ou très chaud.

Garantie

Notre garantie de deux ans ne couvre pas l'usure normale de certaines pièces telles que les roues et les câbles.

Caractéristiques

Largeur totale	25.1" / 64cm
Largeur en position pliée	10.6"/26.5cm
Longueur totale	28.1"/71.5cm
Amplitude de hauteur de poignée	32.6"-39.1"/83cm-99.5cm
Hauteur du siège	19.6"/50cm
Taille du siège	17.7"x 11.8"/45cm x 30cm
Poids	24 lbs/10.9kg
Capacité de poids maximal	300 lbs/ 136kg
Diamètre de roue	Avant 8", Arrière 12"
La capacité du sac de rangement	11 lbs/5kg

Congratulazioni per aver acquistato Glide Deambulatore e Sedia da Trasporto 2-in-1. È progettato per essere utilizzato sia come deambulatore che come sedia da trasporto per chi dispone di poca forza fisica o mobilità limitata. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Questo prodotto migliorerà la tua mobilità a un livello migliore rispetto ai deambulatori tradizionali, rendendo la vita quotidiana più facile, sicura e piacevole. Il prodotto, utilizzato come sedia a rotelle da trasporto, consente all'utente di sedersi comodamente mentre viene spinto.

Per favore, assicurati di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Avvertenze:



- Prima di utilizzare il Glide, controlla che sia completamente aperto e fissato in posizione e che i freni funzionino correttamente.
- Entrambe le maniglie dei freni devono essere applicate contemporaneamente sia che si utilizzi il freno di movimento che il freno di stazionamento.
- Assicurati che tutti i componenti siano bloccati in posizione prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se una qualunque parte risulta danneggiata, rotta o incrinata, o se mancante.
- Prima di sederti sulla seduta del Glide quando viene usato come deambulatore, i freni di stazionamento devono essere applicati utilizzando entrambe le maniglie.
- Il Glide non dovrebbe essere spinto in avanti se i freni di stazionamento o i freni di movimento sono stati inseriti.
- Il Glide può essere usato solamente per accomodare una persona di peso inferiore a 136 kg. Non deve essere usato per trasportare merci pesanti.

- Non tentare di regolare i tubi di spinta in avanti o indietro quando viene utilizzato come seduta.
- L'utente non deve usare il Glide come sedia da trasporto quando viaggia in taxi, autobus o auto. Non è adatto a questo tipo di utilizzo.
- Il Glide non deve essere usato per salire scale o su terreni accidentati come ghiaia, erba, sabbia e terra.
- Non piegarti in avanti quando sei seduto sul Glide come sedia da trasporto, poiché potrebbe ribaltarsi.
- Quando si converte il Glide tra modalità deambulatore e sedia da trasporto, o quando si piega e si apre l'unità, si deve fare attenzione a non intrappolare le dita nella struttura.
- I bambini devono essere avvertiti che il Glide non è un giocattolo.
- Quando il Glide è esposto a temperature estreme, si deve fare attenzione poiché alcune parti possono diventare molto calde o molto fredde.
- Non indossare indumenti lunghi quando utilizzi il Glide per evitare che il materiale rimanga impigliato nelle ruote, causando lesioni all'utente.
- Dopo che il Glide è stato convertito in una sedia da trasporto, non deve essere utilizzato come deambulatore.

A Descrizione delle Parti

- | | |
|--|-----------------------|
| ① Maniglie di spinta | ② Leve del freno |
| ③ Tubi di spinta | ④ Sedile |
| ⑤ Leve di serraggio delle maniglie | |
| ⑥ Pulsanti di regolazione dell'altezza | |
| ⑦ Schienale | ⑧ Perna di bloccaggio |
| ⑨ Strutture del poggiatesta | |
| ⑩ Poggiatesta | |
| ⑪ Gancio | |

B Aprire il Glide

- ① Sblocca l'uncino alla parte posteriore del sedile.
- ② Premere le due parti del sedile con i palmi appiattiti per aprire facilmente il Glide. Un suono di click indica che l'unità è stata aperta correttamente.

Avvertenza: Non mettere le dita sotto il sedile quando si preme verso il basso per evitare di schiacciarle!

C Chiudere il Glide

- ① Tirare la cinghia al centro del sedile per piegare il Glide.
- ② Bloccare il gancio a destra e a sinistra sul retro del sedile dopo che è stato piegato correttamente.

D Come trasformare il Glide da deambulatore a sedia da trasporto

Applicare i freni di stazionamento su entrambi i lati prima di continuare.

- ① Tirare indietro i due tubi di spinta mentre si tirano su i perni di bloccaggio fino a sentire un click. Fare attenzione a non intrappolare le dita nello spazio tra il tubo e la struttura.

- ② Capovolgere lo schienale verso il retro.
- ③ Sollevare la struttura dei poggiatesta.
- ④ Capovolgere i poggiatesta verso la parte anteriore.
- ⑤ Posizionare i poggiatesta.

Rilasciare i freni di stazionamento quando completato.

E Come trasformare il Glide da sedia da trasporto a deambulatore

Applicare i freni di stazionamento su entrambi i lati prima di procedere.

- ① Tirare in avanti i due tubi di spinta mentre si tirano su i perni di bloccaggio fino a sentire un click. Fare attenzione a non intrappolare le dita nello spazio tra il tubo e la struttura.
- ② Capovolgere lo schienale verso il fronte.
- ③ Ripiegare i poggiatesta.
- ④ Sollevare la struttura dei poggiatesta.
- ⑤ Capovolgere i poggiatesta verso i lati.

Rilasciare i freni di stazionamento quando completato.

F Come usare i freni di movimento e i freni di stazionamento

- ① Tirando le leve del freno verso l'alto, il Glide rallenterà fino a fermarsi, agendo come freni di movimento.
- ② Spingendo le leve del freno verso il basso fino a fermarsi, agiranno come freni di stazionamento.

G Come regolare l'altezza delle maniglie di spinta

Per motivi di salute e sicurezza, è importante regolare l'altezza della maniglia all'altezza corretta per l'utente. Per ottenere questo, l'utente dovrebbe stare tra le maniglie del deambulatore Glide con le braccia sciolte lungo i fianchi, gomiti piegati naturalmente e con i palmi di entrambe le mani rivolti verso l'interno. La posizione dei polsi indica l'altezza corretta della maniglia per l'utente.

Passi di Regolazione:

- ① Allentare le due leve di serraggio delle maniglie.
- ② ③ Mentre si preme verso il basso il pulsante di regolazione dell'altezza, spostare la maniglia di spinta su o giù su entrambi i lati.
- ④ Fissare le due leve di serraggio delle maniglie.

*Per favore, nota che per ottenere una postura corretta e un peso

corporeo distribuito uniformemente, entrambe le maniglie devono essere regolate alla stessa altezza.

H Come regolare l'altezza dei poggiapiedi

- ① Allentare la vite del poggiapiedi con una chiave a brugola da 5mm e rimuovere il poggiapiedi.
- ② Selezionare il foro appropriato sulla struttura del poggiapiedi per ottenere l'altezza desiderata, allineare il poggiapiedi, inserire la vite e stringere. Ripetere per l'altro lato.

I Come regolare i freni

La vite di regolazione dei freni si trova vicino al punto del freno della ruota posteriore. Spingere la testa della vite verso la ruota posteriore e ruotarla per regolare i freni se sono troppo stretti o troppo molli.

J Borsa di conservazione

Montata su due forcelle sotto il sedile.

K Portabastone da passeggio

Montato sul lato di uno dei tubi di spinta.

Manutenzione

Il Glide dovrebbe essere pulito con un detergente multiuso e acqua tiepida. Non dovrebbe essere conservato in un ambiente umido o molto caldo.

Garanzia

La nostra garanzia di due anni non copre l'usura normale di alcune parti come le ruote e i cavi.

Specifiche

Larghezza complessiva	25.1" / 64cm
Larghezza da piegato	10.6"/26.5cm
Lunghezza complessiva	28.1"/71.5cm
Intervallo di altezza delle	32.6"-39.1"/83cm-99.5cm
Altezza della seduta	19.6"/50cm
Dimensione del sedile	17.7"x 11.8"/45cm x 30cm
Peso	24 lbs/10.9kg
Capacità di peso	300 lbs/ 136kg
Diametro della ruota	Anteriore 8", Posteriore 12"
Capacità della borsa di stoccaggio	11 lbs/5kg

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Glide 2-in-1 Rollator en Transportstoel. Hij is ontworpen om te worden gebruikt als rollator en als transportstoel voor mensen met weinig fysieke kracht of beperkte mobiliteit. Hij kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Dit product zal uw mobiliteit verbeteren tot een beter niveau dan traditionele rollators en het dagelijks leven gemakkelijker, veiliger en aangenamer maken. Het product, als transportstoel, stelt de gebruiker in staat comfortabel te zitten terwijl hij of zij wordt voortgeduwd.

Zorg ervoor dat u deze instructies grondig doorleest voordat u het product gebruikt.

Waarschuwingen :



- Controleer voor gebruik of de Glide volledig is uitgekapt en vastgezet en of de remmen goed werken.
- Beide remhendels moeten tegelijkertijd worden gebruikt, ongeacht of de rijrem of de parkeerrem wordt gebruikt.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen vergrendeld zijn voor gebruik. Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd, gebroken of gebarsen is of ontbreekt.
- Voordat u op het zitje van de Glide gaat zitten wanneer deze als rollator wordt gebruikt, moeten de parkeerremmen met beide handvatten worden aangetrokken.
- De Glide mag niet vooruit worden geduwd als de parkeerremmen of de rijremmen zijn gebruikt.
- De Glide mag alleen worden gebruikt voor één persoon met een

gewicht van minder dan 136 kg. Hij mag niet worden gebruikt om zware goederen te vervoeren.

- Probeer de duwbuizen niet naar voren of naar achteren te verstellen wanneer deze als zitplaats worden gebruikt.
- De gebruiker mag de Glide niet gebruiken als transportstoel in een taxi, bus of auto. Hij is niet geschikt voor dit soort gebruik.
- De Glide mag niet gebruikt worden bij het beklimmen van trappen of op ruw terrein zoals grind, gras, zand en aarde.
- Leun niet voorover als je op de Glide als transportstoel zit, want dan kan hij omvallen.
- Bij het omzetten van de Glide tussen rollator en transportstoel, of bij het in- en uitklappen van het toestel, moet u erop letten dat uw vingers niet tussen het frame beklemd raken.
- Kinderen moeten gewaarschuwd worden dat de Glide geen speelgoed is.
- Wanneer de Glide wordt blootgesteld aan extreme temperaturen, moet voorzichtigheid in acht worden genomen omdat bepaalde onderdelen erg heet of erg koud kunnen worden.
- Draag geen lange kledingstukken tijdens het gebruik van de Glide om te voorkomen dat er materiaal tussen de wielen blijft haken en de gebruiker letsel oploopt.
- Nadat de Glide is omgebouwd tot een transportstoel, mag deze niet meer als rollator worden gebruikt.

A Onderdeel Beschrijving

- | | |
|--|---------------|
| ① Duwgrepen | ② Remhendels |
| ③ Duwbuizen | ④ Zadel |
| ⑤ Hendels om handvatten vast te zetten | |
| ⑥ Knoppen voor hoogteverstelling | |
| ⑦ Rugleuning | ⑧ Borgpennen |
| ⑨ Frames voetsteun | ⑩ Voetsteunen |
| ⑪ Haak | |

B De glijder uitvouwen

- ① Ontgrendel de haak aan de achterkant van de stoel.
- ② Druk de twee zijkanten van het zitje met vlakke handpalmen omlaag om de Glide gemakkelijk uit te klappen. Een klikgeluid geeft aan dat het zitje goed is uitgevouwen.

Waarschuwing: Steek geen vingers onder de zitting als je deze omlaag drukt om knellen te voorkomen!

C De Glide inklappen

- ① Trek de band in het midden van de zitting omhoog om de Glide op te vouwen.
- ② Vergrendel de haak rechts en links aan de achterkant van het zitje nadat het zitje goed is opgevouwen.

D Hoe de Glide van een Rollator in een Transportstoel te veranderen

Trek de parkeerremmen aan beide zijden aan voordat u verder rijdt.

- ① Trek de twee duwbuizen naar achteren terwijl je de borgpennen omhoog trekt totdat je een klik hoort. Pas op dat je vingers niet bekneld raken in de opening tussen de buis en het

frame.

- ② Klap de rugleuning naar achteren.
- ③ Trek het frame van de voetsteunen omhoog.
- ④ Klap de voetsteunen naar voren.
- ⑤ Zet de voetsteunen neer.

Zet de parkeerremmen los wanneer u klaar bent.

E Hoe de Glide van een transportstoel in een rollator te veranderen

Trek de parkeerremmen aan beide zijden aan voordat u verdergaat.

- ① Trek de twee duwbuizen naar voren terwijl je de borgpennen omhoog trekt totdat je een klik hoort. Wees voorzichtig dat je vingers niet klem komen te zitten in de opening tussen de buis en het frame.
- ② Klap de rugleuning naar voren.
- ③ Klap de voetsteunen omhoog.
- ④ Trek het frame van de voetsteunen omhoog.
- ⑤ Klap de voetsteunen naar de zijkanten.

Zet de parkeerremmen los wanneer u klaar bent.

F Gebruik van de rij- en parkeerremmen

- ① Door de remhendels omhoog te trekken, wordt de Glide afgeremd tot hij stilstaat en werkt hij als een rem.
- ② Door de remhendels naar beneden te duwen tot de Glide stilstaat, werkt de Glide als parkeerrem.

G De hoogte van de duwhandvatten aanpassen

Om gezondheids- en veiligheidsredenen is het belangrijk om de hoogte van het handvat in te stellen op de juiste hoogte voor de gebruiker. Om dit te bereiken moet de gebruiker tussen de handvatten van de Glide rollator staan met de armen losjes langs de zij, de ellebogen natuurlijk gebogen en met de handpalmen van beide handen naar binnen gedraaid. De positie van de polsen geeft de juiste hoogte van het handvat voor de gebruiker aan.

Aanpassing Stappen:

- ① Draai de twee hendels voor het vastzetten van de handgreep los.
- ② ③ Beweeg de duwbeugel aan beide zijden omhoog of omlaag terwijl u de knop voor het instellen van de hoogte ingedrukt houdt.
- ④ Zet de twee hendels weer vast.

*Let op: voor een juiste houding en een gelijkmatige verdeling van het lichaamsgewicht moeten beide handgrepen op dezelfde hoogte worden ingesteld.

H

De hoogte van de voetsteunen aanpassen

- ①

Draai de schroef van de voetsteun los met een 5mm inbussleutel en verwijder de voetsteun.
- ②

Selecteer het juiste gat op het frame van de voetensteun om de gewenste hoogte te bereiken, lijn de voetensteun uit, plaats de schroef en draai deze vast. Herhaal dit voor de andere kant.

I

De remmen afstellen

De remstelschroef bevindt zich bij het rempunt van het achterwiel. Duw de kop van de schroef naar het achterwiel en draai hem om de remmen af te stellen als ze te strak of te los zitten.

J

Opbergtas

Gemonteerd op twee vorken onder de stoel.

K

Wandelstokhouder

Gemonteerd aan de zijkant van een van de duwbuizen.

Onderhoud

De Glide moet worden schoongemaakt met een algemeen schoonmaakmiddel en lauw water. De Glide mag niet worden opgeslagen in een vochtige of zeer warme omgeving.

Garantie

Onze garantie van twee jaar dekt geen normale slijtage van bepaalde onderdelen zoals de wielen en kabels.

Specificaties

Totale breedte	25.1" / 64cm
Gevouwen breedte	10.6"/26.5cm
Totale lengte	28.1"/71.5cm
Hoogte handgreep	32.6"-39.1"/83cm-99.5cm
Hoogte zitting	19.6"/50cm
Grootte zitting	17.7"x 11.8"/45cm x 30cm
Gewicht	24 lbs/10.9kg
Gewichtscapaciteit	300 lbs/ 136kg
Diameter wielen	Voorkant 8", Achterkant 12"
Opbergzak capaciteit	11 lbs/5kg

Gratulerar till ditt köp av Glide 2-i-1 rullator och transportstol. Den är utformad för att kunna användas som både rullator och transportstol för personer med dålig fysisk styrka eller begränsad rörlighet. Den kan användas både inomhus och utomhus.

Denna produkt kommer att förbättra din rörlighet till en bättre nivå än traditionella rullatorer och göra vardagen enklare, säkrare och roligare. Produkten fungerar som en transportstol och gör det möjligt för användaren att sitta bekvämt medan de blir skjutsade.

Läs noga igenom dessa anvisningar innan du använder produkten.

Varningar:



- Innan du använder Glide ska du kontrollera att den är helt utfälld och fastspänd och att bromsarna fungerar som de ska.
- Båda bromshandtagen måste vara åtdragna samtidigt, oavsett om drivbromsen eller parkeringsbromsen används.
- Se till att alla komponenter är låsta i korrekt läge före användning. Använd inte produkten om någon del har skadats, gått sönder, spruckit eller saknas.
- Innan du sätter dig på Glide när den används som rullator, måste parkeringsbromsarna dras åt med båda handtagen.
- Glide bör inte skjutas framåt om parkeringsbromsarna eller körbromsarna är åtdragna.
- Glide får endast användas som sittplats för en person som väger mindre än 136 kg. Den bör inte användas för att transportera tungt gods.
- Försök inte justera skjutrören fram eller bak när den används som sittplats.
- Användaren ska inte använda Glide som transportstol vid resor i taxi, buss eller bil. Den är inte lämplig för denna typ av

användning.

- Glide bör inte användas i trappor eller i ojämn terräng, t.ex. grus, gräs, sand och jord.
- Luta dig inte framåt när du sitter på Glide som transportstol eftersom den kan då tippa över.
- När du ställer om Glide mellan rullator- och transportstolsläge, eller när du fäller ihop och fäller ut enheten, ska du vara försiktig så att du inte klämmer fingrarna i ramen.
- Barn bör varnas för att Glide inte är en leksak.
- När Glide utsätts för extrema temperaturer bör försiktighet iakttas eftersom vissa delar kan bli mycket varma eller mycket kalla.
- Bär inte långa klädesplagg när du använder Glide för att undvika att tygmateriell fastnar i hjulen och skadar användaren.
- Efter att Glide har omvandlats till en transportstol bör den inte användas som en rullator.

A Delbeskrivning

- ① Skjuthandtag
- ② Bromsspakar
- ③ Skjutrör
- ④ Sits
- ⑤ Spakar för åtdragning av handtag
- ⑥ Knappar för höjdjustering
- ⑦ Ryggstöd
- ⑧ Låssprintar
- ⑨ Fotstödsramar
- ⑩ Fotstöd
- ⑪ Krok

B Fäll ut Glide

① Lås upp kroken på baksidan av sätet.

② Tryck ner de bågiga sidorna av sitsen med tillplattade handflator för att smidigt fälla ut Glide. Ett klickljud indikerar att den har fällts ut ordentligt.

Varning: Placera inte fingrarna under sitsen när du trycker ner den för att undvika klämning!

C Fäll in Glide

① Dra remmen mitt på sätet uppåt för att fälla ihop Glide.

② Fäst krokarna till höger och vänster på baksidan av sitsen när den har fällts ihop ordentligt.

D Att förvandla Glide från en rullator till en transportstol

Lås parkeringsbromsarna på båda sidorna innan du fortsätter.

① Dra båda tryckrören bakåt samtidigt som du drar upp låsstiften tills ett klick hörs. Var noga med att inte klämma fingrarna i springan mellan röret och ramen.

② Vänd ryggstödet bakåt.

③ Dra upp fotstödens ram.

④ Vänd fotstöden framåt.

⑤ Sätt ner fotstöden.

Släpp parkeringsbromsarna när du är klar.

E Hur man omvandlar Glide från transportstol till rullator

Använd parkeringsbromsarna på båda sidorna innan du fortsätter.

① Dra tryckrören framåt samtidigt som du drar upp låsstiften tills ett klick hörs. Var noga med att inte klämma fingrarna i springan mellan röret och ramen.

② Vänd ryggstödet framåt.

③ Fäll upp fotstöden.

④ Dra upp fotstödsramens ram.

⑤ Vänd fotstöden åt sidorna.

Släpp parkeringsbromsarna när du är klar.

F Nvändning körbromsarna och parkeringsbromsarna

- ① Genom att dra bromsspakarna uppåt saktas Glide ner tills den stannar, vilket fungerar som körbromsar.
- ② Om du trycker ner bromsspakarna tills de stannar fungerar de som parkeringsbromsar.

G Hur man justerar höjden på körhandtagen

Av hälso- och säkerhetsskäl är det viktigt att justera handtaget till rätt höjd för användaren. För att göradetta bör användaren stå mellan handtagen på -rullatorn med armarna löst vid sidorna, naturligt böjda armbågar och med händerna inåtvända. Läget på handlederna anger rätt höjd på handtaget för användaren.

Justeringssteg:

- ① Lossa spännpakarna för handtaget.
- ② ③ Medans du trycker ner höjdjusteringsknappen, flyttakörhandtagen på båda sidor uppåt eller nedåt.
- ④ Fäst de två spännpakarna för handtaget.

*Observera att för att uppnå rätt hållning och jämnt fördelad kroppsvikt måste båda handtagen justeras till samma höjd.

H Hur man justerar höjden på fotstöden

- ① Lossa fotstödsskruven med en 5 mm insexnyckel och ta bort fotstödet.
- ② Välj lämpligt hål på fotstödsramen för att uppnå önskad höjd, sikta in fotstödet, sätt i skruven och dra åt. Upprepa för andra sidan.

I Hur man justerar bromsarna

Bromsjusteringsskruven är placerad nära bakhjulets bromspunkt. Flyttaskruvhuvudet mot bakhjulet och vrid för att justera om bromsarna är för hårt åtdragna eller för lösa.

J Förvaringsväska

Monteras på två gafflar under sitsen.

K Käpphållare

Monteras på sidan av ett av tryckrören.

Underhåll

Glide bör rengöras med ett vanligt rengöringsmedel och ljummet vatten. Den bör inte förvaras i en fuktig eller mycket varm miljö.

Garanti

Vår tvååriga garanti täcker ej normalt slitage på delar som hjul och kablar.

Specifikationer

Total bredd	25.1" / 64cm
Fälld bredd	10.6"/26.5cm
Total längd	28.1"/71.5cm
Handtagets höjdintervall	32.6"-39.1"/83cm-99.5cm
Sitthöjd	19.6"/50cm
Storlek på sits	17.7"x 11.8"/45cm x 30cm
Vikt	24 lbs/10.9kg
Viktkapacitet	300 lbs/ 136kg
Hjuldiameter	Framhjul 8", Bakhjul 12"
Förvaringspåse kapacitet	11 lbs/5kg